	LABORATORIO INMUNOMÉDICA	Código:	GP 1.2.1-12
		Versión:	01
		Fecha:	Dic 2017
		Vigencia:	Dic 2020
		Página	1 de 2
INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA INSTRUCTIVO Nº 12 - COPROCULTIVO / ENTEROBACTERIAS			

COPROCULTIVO

(Cultivo de deposición para enterobacterias, cultivo vibrio)

Si se le ha indicado un examen de **Coprocultivo**, que busca detectar la presencia de microorganismos en deposición. En Unidad de Toma de Muestra, se le entregara 1 tubo que contiene gel y una tórula con algodón en su extremo (tapón rojo llamado Cary Blair) manteniéndola a temperatura ambiente hasta ser utilizada.


Solicitamos lea cuidadosamente las siguientes instrucciones para la Toma de Muestra.

PREPARACION DEL PACIENTE.

- Se sugiere no estar en Terapia con antibióticos ni laxantes.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA.

- Lavarse las manos antes y después de tomarse la muestra.
- Defecar en un recipiente limpio y seco, teniendo la precaución de no mezclar con orina.
- Abrir el envoltorio y destapar el tubo
- Tomar la tórula por el extremo con tapa roja e impregnar el algodón con deposición en el envase con muestra, si la muestra tiene moco o sangre, preferir esa porción para impregnar la tórula.
- Luego introducir la tórula hasta el fondo del tubo con gel y taponarlo presionando la tapa hasta el tope, verificar que quede bien cerrado.
- Si el paciente es **PEDIATRICO** y utiliza pañal, tomar la muestra desde pañal evitando zonas mezcladas con orina o cremas.
- En paciente pediátrico puede tomar directamente desde el tracto rectal, introduciendo la tórula unos 2 cm para luego girar 3 o 4 veces y luego retirar y guardarla en su tubo.
- Nunca llenar el tubo con heces.
- rotular con nombre completo el envase.

	LABORATORIO INMUNOMÉDICA	Código:	GP 1.2.1-12
		Versión:	01
		Fecha:	Dic 2017
		Vigencia:	Dic 2020
		Página	2 de 2
INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA INSTRUCTIVO Nº 12 - COPROCULTIVO / ENTEROBACTERIAS			

TRASLADO DE MUESTRAS.

- Trasladar la muestra a la unidad de toma de muestra el mismo día de la recolección, manteniendo siempre a temperatura ambiente.

Si tiene dudas, consulte al personal de Toma de Muestras, llamando al fono 41-2108229 o bien puede escribir al correo atencionalcliente@inmunomedicalab.cl.

Tiempo de respuesta: _____