	LABORATORIO INMUNOMÉDICA	Código:	GP 1.2.1-23
		Versión:	01
		Fecha:	Dic 2017
		Vigencia:	Dic 2020
		Página	1 de 2
INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA INSTRUCTIVO Nº 23 - ACAROTEST			

ACAROTEST (GP 1.2.1-23)

(Búsqueda *Sarcoptes scabiei*, *Demodx folliculorum*)

El examen requiere de una muestra de la mejor calidad posible, por lo que solicitamos que lea cuidadosamente las siguientes instrucciones en forma completa.

Búsqueda de *Sarcoptes scabiei*, Diagnóstico de Sarna, Escabiosis Búsqueda de *Demodex folliculorum*

PREPARACION DEL PACIENTE.

- Se recomienda no aplicar ungüentos (cremas, maquillaje, bloqueador, etc.) en la zona afectada el día de la toma de muestra.
- Suspender tratamiento antiparasitario al menos 3 días antes.


RECOLECCIÓN DE MUESTRA.

Para búsqueda de ***Sarcoptes scabiei***: raspado de lesiones sospechosas.

- Lavar las manos y colocar guantes.
- Identificar las lesiones más representativas. Se privilegian zonas con lesiones nuevas y enrojecidas donde existe prurito.
- Raspar y socavar con bisturí o lámina de vidrio suavemente sobre la piel hasta obtener escamas de la zona.
- Con la parte engomada de la cinta adhesiva (scotch), presione la zona de raspado, para luego adherirla o pegarla sobre una lámina de vidrio
- Repetir el proceso para recolectar idealmente 5 muestras de diferentes lesiones.
- Rotular las muestras.

Para búsqueda de ***Demodex folliculorum***: Pústula o pestaña.

- Lavar las manos y colocar guantes.
- Presionar la pústula (lesiones similares al acné o rosácea), vaciar el folículo piloso y ubicar en una cinta engomada transparente, adherir lámina de vidrio.
- Para análisis de pestañas extraer la pestaña, vaciar completamente el folículo piloso y ubicarlas en una cinta engomada transparente, adherir a una lámina de vidrio.
- Recolectar el número máximo de muestras posibles.
- Rotular las muestras.

	LABORATORIO INMUNOMÉDICA	Código:	GP 1.2.1-23
		Versión:	01
		Fecha:	Dic 2017
		Vigencia:	Dic 2020
		Página	2 de 2
INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA INSTRUCTIVO N° 23 - ACAROTEST			

TRASLADO DE MUESTRAS.

- No Aplica.

Si tiene dudas, consulte al personal de Toma de Muestras, llamando al fono 41-2108229 o bien puede escribir al correo atencionalcliente@inmunomedicalab.cl.

Tiempo de respuesta: _____