

	<b>LABORATORIO INMUNOMÉDICA</b>	<b>Código:</b>	<b>GP 1.2.1-2</b>
		<b>Versión:</b>	<b>01</b>
		<b>Fecha:</b>	<b>Dic 2017</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>Dic 2020</b>
		<b>Página</b>	<b>1 de 1</b>
<b>INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA INSTRUCTIVO Nº 2 - CULTIVO CORRIENTE Y/O LEVADURA</b>			

## CULTIVO CORRIENTE Y/O LEVADURA

(Cultivo de secreciones, ótica, amígdala, faríngea, nasal, de piel, exudado, espermático, etc)

Si se ha indicado un examen de **Cultivo Corriente**, que busca detectar la presencia de microorganismos en la muestra requerida para el cultivo específico que su médico requiera (Nasal, Ótico, Faríngeo, Amigdaliano, de Piel, Oral, Ocular, de Lesión, etc.).

### PREPARACION DEL PACIENTE.

- Se sugiere no estar en Terapia con antibióticos ni aplicación de otros elementos cuando sean lesiones o supuraciones, tales como cremas, ungüentos ni antisépticos o desinfectantes.

### RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA.

- La muestra será tomada en la Unidad de Toma de Muestra, por una persona calificada, observando la lesión, supuración o la zona específica solicitada por el médico (ocular, faríngea, amigdaliana, etc).
- Será tomada una muestra con tórula de algodón estéril, la cual viene en un tubo con gel para traslado (medio Stuart, tubo tapa azul).
- Luego introducir la tórula en el conducto o zona de interés solicitada por el médico, se vuelve a insertar hasta el fondo del tubo con gel, procediendo a taponarlo presionando la tapa hasta el tope, verificar que quede bien cerrado.
- Anotar el nombre del paciente en el tubo
- La muestra levantada debe mantener siempre a temperatura ambiente.

### TRASLADO DE MUESTRAS.

- No Aplica.

Si tiene dudas sobre este instructivo, consulte al personal de Toma de Muestras, llamando al fono 41-2108229 o bien puede escribir al correo [atencionalcliente@inmunomedicalab.cl](mailto:atencionalcliente@inmunomedicalab.cl).

**Tiempo de respuesta:** \_\_\_\_\_