

	<b>LABORATORIO INMUNOMÉDICA</b>	<b>Código:</b>	<b>GP 1.2.1-28</b>
		<b>Versión:</b>	<b>01</b>
		<b>Fecha:</b>	<b>Dic 2017</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>Dic 2020</b>
		<b>Página</b>	<b>1 de 1</b>
<b>INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA INSTRUCTIVO Nº 28 - PREPARACION RENINA PLASMATICA Y ACTIVIDAD DE RENINA PLASMATICA</b>			

## RENINA PLASMATICA Y ACTIVIDAD DE RENINA PLASMATICA

### PREPARACION DEL PACIENTE.

#### Indicaciones Generales.

- Requiere ayuno de 8 horas.
- Consumo habitual de sal u otro cuando la orden médica lo especifique.
- Evitar la ingesta de alcohol 24 horas antes de toma de muestra.
- La muestra debe tomarse antes de las 10:00 AM.

#### Indicaciones adicionales para Actividad de Renina Plasmática.

##### Actividad de Renina Plasmática Simple (1 Muestra).

**Muestra basal:** El paciente deber permanecer acostado sin almohada en reposo por 30 minutos antes de la punción venosa.

##### Actividad de Renina Plasmática Postural (2 Muestras).

**Muestra basal:** El paciente deber permanecer acostado sin almohada en reposo por 30 minutos antes de la punción venosa.

**Muestras post:** Tomar la muestra después de 2 hrs. de estar de pié o de haber caminado.

El paciente no debe fumar durante este período

### TOMA DE LA MUESTRA.

- La muestra será tomada en la Unidad de Toma de Muestra, por una persona calificada.
- Si siente malestar (desmayo, baja de presión u otro) avisar al personal de Toma de Muestra.

### TRASLADO DE MUESTRAS.

- No Aplica.

Si tiene dudas sobre este instructivo, consulte al personal de Toma de Muestras, llamando al fono 41-2108229 o bien puede escribir al correo [atencionalcliente@inmunomedicalab.cl](mailto:atencionalcliente@inmunomedicalab.cl).

**Tiempo de respuesta:** \_\_\_\_\_