

	LABORATORIO INMUNOMÉDICA	Código:	GP 1.2.1-19
		Versión:	01
		Fecha:	Dic 2017
		Vigencia:	Dic 2020
		Página	1 de 1
INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA INSTRUCTIVO Nº 19 - ORINA AISLADA O ESPONTANEA			

ORINA AISLADA O ESPONTANEA

(Cuantificación Química de parámetros en orina, hormonas en orina)

El examen requiere de una muestra de la mejor calidad posible, por lo que solicitamos que lea cuidadosamente las siguientes instrucciones en forma completa.

PREPARACION DEL PACIENTE.

- Tomar la muestra idealmente, con la primera orina de la mañana, debe tener al menos una retención de orina de 3 hrs.
- Realizar un aseo genital externo (glande en hombres y labios externos en mujer).
- En mujeres no estar cursando el periodo menstrual.

RECOLECCIÓN DE MUESTRA.

Se puede realizar en casa solo en toma de muestras de adultos y siempre en la unidad toma de muestra en caso de niños (Con recolector de orina que debe adquirirse).

Niño(a)s: Sera tomada la muestra en el Laboratorio por especialista de la unidad.

- Retirar la ropa interior, en el caso de mujeres sentarse en la tasa del baño confortablemente, separando rodillas tanto como pueda.
- Abrir cuidadosamente el frasco, sin tocar los bordes.
- Los hombres, retraer el prepucio (piel del pene) y mantenerlo así durante el procedimiento, las mujeres separar los labios mayores (genital externo) con una mano y mantenerlo así durante el procedimiento.
- Comenzar a Orinar, eliminando el primer chorro en la taza del baño.
- Continuar orinando de forma que el segundo chorro entre al frasco hasta la mitad.
- Tapar cuidadosamente y verificar que quede bien cerrado.
- Mantener la muestra refrigerada si es que no se tomó en el Laboratorio.
- Anotar el nombre hasta entregarla en la toma de muestra, y ahí sea etiquetada.

TRASLADO DE MUESTRAS.

- Si se tomó en domicilio, no puede exceder en 1 hr. el traslado (refrigerado) hasta la Toma de muestras.

Si tiene dudas, consulte al personal de Toma de Muestras, llamando al fono 41-2108229 o bien puede escribir al correo atencionalcliente@inmunomedicalab.cl.

Tiempo de respuesta: _____